



# O<sub>2</sub>-Druckgasflaschen

Ihre Sauerstoff-Flasche ist bald leer? Bitte bestellen Sie frühzeitig nach, sobald der Manometerzeiger in den roten Bereich kommt. Bitte beachten Sie auch die Informationen zum richtigen Umgang und zur Reichweite des Sauerstoffs.

## ICH HABE EINE 2-LITER FLASCHE:

### Wie nachbestellen?

Abholung an allen Standorten der Lungenliga Thurgau in Frauenfeld, Amriswil und Weinfelden **nach tel. Vereinbarung**: 071 626 98 98

Bitte beachten Sie: **Bei 2-Liter Flaschen gilt der 1:1 Austausch** (leere gegen volle Flasche).

## ICH HABE EINE 10-LITER FLASCHE:

### Wie nachbestellen?

Lieferung oder Abholung via telefonischer Bestellung.

### Wo nachbestellen?

#### Lieferung durch Messer AG:

- Bestellungen, die bis 14.30 Uhr eintreffen, werden am nächsten Liefertag (je nach Region unterschiedlich, bitte direkt bei Messer anfragen) geliefert.
- **Kontakt:**  
Messer AG | 062 886 41 03  
homecare@messer.ch

**Im Notfall Abholung** an allen Standorten der Lungenliga Thurgau in Frauenfeld, Amriswil oder Weinfelden **nach tel. Vereinbarung**: 071 626 98 98

### Richtiger Umgang mit Sauerstoff

- Stellen Sie sich beim Öffnen des Flaschenventils immer hinter die Flasche.
- Keine Zweitversuche bei einem undichten Ventil.
- Beachten Sie bitte auch das separate Merkblatt.

#### Flasche ohne integriertes Ventil:

- Beim Montieren des Ventils keine Gewalt anwenden.
- Prüfen Sie, dass das Ventil nicht wackelt oder lose/schräg sitzt.
- Transportieren Sie die Flasche im Auto immer ohne Ventil und gut gesichert.

### Preise für Füllung und Lieferung

- Pro Füllung (Nachbestellung): CHF 53  
Die Krankenkasse übernimmt max. 5 pro Monat.
- Pro Haus-Lieferung: CHF 50  
Die Krankenkasse übernimmt die Kosten nur bei 10l-Flaschen und max. 5 pro Monat.

Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie die Therapie nicht mehr brauchen.

#### → Fragen?

Haben Sie Fragen zu Ihrer Therapie oder Ihrer Sauerstoff-Flasche? Dann wenden Sie sich bitte an die Lungenliga Thurgau oder an Ihren Arzt / Ihre Ärztin.

**LUNGENLIGA THURGAU**  
071 626 98 98  
[info@lungenliga-tg.ch](mailto:info@lungenliga-tg.ch)  
[www.lungenliga-tg.ch](http://www.lungenliga-tg.ch)



## Sauerstoff-Reichweite

Entnehmen Sie den untenstehenden Grafiken wie lange der Sauerstoff in der 10l bzw. 2l Flasche bei Ihrem persönlichen Verbrauch ausreicht:

	Restdruck (bar)	0.5	1	1.5	2	3	4	6
2	200	13h 20'	6h 40'	4h 26'	3h 20'	2h 13'	1h 40'	1h 6'
	180	12h	6h	4h	3h	2h	1h 30'	1h
	160	10h 40'	5h 20'	3h 33'	2h 40'	1h 46'	1h 20'	53'
	140	9h 20'	4h 40'	3h 6'	2h 20'	1h 33'	1h 10'	46'
	120	8h	4h	2h 40'	2h	1h 20'	1h	40'
	100	6h 40'	3h 20'	2h 13'	1h 40'	1h 6'	50'	33'
	80	5h 20'	2h 40'	1h 46'	1h 20'	53'	40'	26'
	60	4h	2h	1h 20'	1h	40'	30'	20'
	50	3h 20'	1h 40'	1h 6'	50'	33'	25'	16'
	40	2h 40'	1h 20'	53'	40'	26'	20'	13'

Vol. [l]	Restdruck [bar]	Durchfluss (l/min. gasförmig)						
		0.5	1	1.5	2	3	4	6
10	200	2d 18h 40'	1d 9h 20'	22h 13'	16h 40'	11h 6'	8h 20'	5h 33'
	180	2d 12h	1d 6h	20h	15h	10h	7h 30'	5h
	160	2d 5h 20'	1d 2h 40'	17h 46'	13h 20'	8h 53'	6h 40'	4h 26'
	140	1d 22h 40'	23h 20'	15h 33'	11h 40'	7h 46'	5h 50'	3h 53'
	120	1d 16h	20h	13h 20'	10h	6h 40'	5h	3h 20'
	100	1d 9h 20'	16h 40'	11h 6'	8h 20'	5h 33'	4h 10'	2h 46'
	80	1d 2h 40'	13h 20'	8h 53'	6h 40'	4h 26'	3h 20'	2h 13'
	60	20h	10h	6h 40'	5h	3h 20'	2h 30'	1h 40'
	50	16h 40'	8h 20'	5h 33'	4h 10'	2h 46'	2h 5'	1h 23'
	40	13h 20'	6h 40'	4h 26'	3h 20'	2h 13'	1h 40'	1h 6'

Vol. [l]	Restdruck [bar]			
		9	12	15
10	200	3h 42'	2h 46'	2h 13'
	180	3h 20'	2h 30'	2h
	160	2h 57'	2h 13'	1h 46'
	140	2h 35'	1h 56'	1h 33'
	120	2h 13'	1h 40'	1h 20'
	100	1h 51'	1h 23'	1h 6'
	80	1h 28'	1h 6'	53'
	60	1h 6'	50'	40'
	50	55'	41'	33'
	40	44'	33'	26'

Mit einem speziellen Sparventil verlängert sich die Reichweite des Flascheninhalts um das Dreifache (Dauer x 3).

### → Fragen?

Haben Sie Fragen zu Ihrer Therapie oder Ihrer Sauerstoff-Flasche? Dann wenden Sie sich bitte an die Lungenliga Thurgau oder an Ihre Ärztin, Ihren Arzt.

Weitere Informationen zu Lungen- und Atemwegskrankheiten sowie zum Therapie- und Kursangebot der Lungenliga finden Sie auf [www.lungenliga-tg.ch](http://www.lungenliga-tg.ch).  
Kontakt: [info@lungenliga-tg.ch](mailto:info@lungenliga-tg.ch) oder Telefon 071 626 98 98

## Kurzanleitung zur Verwendung

> Bitte beachten Sie auch die Anleitung Ihres Herstellers

- **Sichern der Druckflasche**  
Flasche immer auf einem Flaschenwagen sichern und vor dem Umstürzen sichern (Explosionsgefahr)
- **Anschliessen & Inbetriebnahme**
  - Plastik-Gewindeschutz entfernen
  - Ventil anschliessen bei Flaschen ohne integriertem Ventil
  - Sauerstoff-Nasenbrille und ggf. Verlängerungsschlauch anschliessen
  - Haupthahn der Flasche langsam in Pfeilrichtung öffnen
  - Feineinstellung der verordneten Menge pro Min: Ventil-Drehhan rechts
- **Sauerstoffzufuhr abstellen**
  - Haupthahn der Flasche in Pfeilrichtung schliessen
  - Restsauerstoff ausströmen lassen
  - Sauerstoff-Nasenbrille weglegen und bei Bedarf feucht abreiben

